



Fiche Technique et de Sécurité ampoules krypton
Réf. N° : 24 690 35 / 24 690 37 / 24 690 41 / 24 690 42 /
24 690 56 / 24 690 59
TCE3

Crée le : 21.11.2012
Mise à jour: 31.12.2013
Indice : b
p 1/1

Description générale	Ampoules Otoscopes Kryptons						
Pièces jointes	Oui	Photo,					
Référence lot	Non						
Dispositif raccordé	Non						
Dispositif Usage Unique	Non						
Dispositif stérile	Non						
Stérilisation	Non						
Autoclavable	Non	Non					
Nettoyage	Non						
Substance impropre	Produit attaquant le Krypton						
Pièces constitutives	Oui	Otoscope					
Matières	En Krypton						
Etiquetage	Oui	Nom, Référence, Comed, adresse, lot,					
Emballage	Oui	Boîtier de 6 ampoules					
Stockage particulier	Oui	Sec et propre à l’abri du soleil.					
Références		24 690 35	24 690 37	24 690 41	24 690 42	24 690 56	24 690 59
Désignation		Krypton 035	Krypton 037	Krypton 041	Krypton 042	Krypton 056	Krypton 059
Dimension Lo x Ø (mm)		18.6 x5.3	17 x 4.7	23 x 10.5	12.5 x 6	17.7 x 4,5	17.8 x 5.5
Marquage sur le DM		035Kr/2.5V	Non	Non	Non	Non	Non
Poids net (g)+- 1%		0.9	0.6	4.3	1.2	0.6	0.6
Résistance T°(°C)		-5 à +35°C					
Couleurs		Dorée	Dorée	Dorée + blanche	Dorée	Dorée + grise	Dorée
Utilisation		Permet l’éclairage avec un otoscope de l’orifice naturel de l’oreille.					
Mode d’emploi		Installer l’ampoule dans l’otoscope adéquate.					
Précaution d’emploi et/ou avertissement usage unique		Ne pas faire tomber, risque que l’ampoule ne fonctionne plus. Ne pas mettre en bouche. Vérifier que le voltage correspond bien à la puissance de l’ampoule maximum 2.5V risque de bruler l’ampoule.					
Recyclage		Oui					
Récupération		Dans des containers adéquats de recyclage des ampoules.					
DEEE/REACH		Non/ NC					
Phtalates/PVC		Non /Non					
Données de sécurité		Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul					

Rédacteur : HEINRICH Laura
Fonction : ARQ
Paraphe : LH

COMED sarl
8 Rue Louise Michel
67200 STRASBOURG France
www.comed.fr