

Dénomination	Change anatomique respirant
Taille	Extra Extra Extra Large
Référence	61391
Code EAN/ACL	7322540925777 / 6086757
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	170.58 g
Dimension produit (+/- 7%)	1125 x 830 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	785,2 x 340 mm
Tour de taille du patient	175 à 244cm

Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	3135 ml
Vitesse d'acquisition (s)	8 s

Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant

Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas

CONDITIONNEMENT		
Nbre de pièces / sachet		8
Nbre de sachets / carton		4
Nbre cartons / palette		24
Compactage		Oui
Poids du carton		6,1397 kg
Volume carton m3		0,04719
Volume m3 / 100 pièces		0,1475
Site de production		Drummonville (CANADA)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR		Intraversable, souple, silencieux et résistant
Couleur		Blanc avec deux bandes vertes en pointillés
Composition		Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit
Technologie ConfioAir™		Polyéthylène et Polypropylène
		Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer

VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
Composition		Non tissé
Poids		15 g/m²

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	131 g
	Textile Feel	Une matière douce pour un toucher textile
	PULPE	
	Nature	Pulpe chimique
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur	
Poids	108,95 g	
SAP		
Nature	Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs	
Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas	
Poids	22,32 g	

AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	
	Composition des élastiques	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
	ATTACHES ADHESIVES LARGES	Polyester-Polyuréthane
		Velcro et adhésifs (3 cm)

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient et à sa taille
Confort et Sécurité	<p>MULTI-FIXATIONS Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois</p> <p>RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané</p> <p>TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit</p> <p>BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale</p>

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.