



Fiche Technique



Stéthoscope 3M™ Littmann® Classic III™

LA TÊTE :	Acier inoxydable Double pavillon Membrane double fréquence en une seule pièce sur chacun des pavillons Diamètres: 43 et 33mm Bague anti-froid en PVC additionnelle petit pavillon
LA LYRE :	Alliage très léger (utilisé en aéronautique)
LA TUBULURE :	Longueur totale : 69 cm Polychlorure de vinyle
LES EMBOUTS AURICULAIRES :	Etanches et clipsés Silicone Embouts en supplément : 1 petite paire

Plusieurs couleurs de tubulure et finitions de pavillons disponibles
Consulter notre catalogue.

DUREE DE LA GARANTIE :	5 ans
FABRICATION :	Etats-Unis (usine certifiée ISO 9002)
DIMENSION DE L'EMBALLAGE :	Longueur : 34 cm Largeur : 19 cm Hauteur : 4 cm
POIDS TOTAL DU STETHOSCOPE :	150 grammes

Les stéthoscopes 3M™ Littmann® sont fabriqués sans ajout de latex naturel ni phtalate

Conformité et marquage CE :

DM : Classe IIa – selon la directive 93/42/EEC

Marquage CE 0086



Fiche Technique

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

IPD-000540 – Décembre 2014



3M France
Département Prévention des Infections

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
Tel : 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 85 65
www.3m.fr/preventiondesinfections