

**Durable,
Sûr
et Précis¹**



Le nouveau Thermomètre Tympanique Genius™ 3

Performance testée selon la norme ISO 80601-2-56: 2017¹

- La technologie Peak Select prend 100 valeurs d'échantillonnage et sélectionne la température la plus élevée pour l'afficher en 1 à 2 secondes.¹
- La conception du capteur situé dans une sonde et un embout de thermomètre solides améliore la durabilité.
- Les couvre-sondes à usage unique contribuent à la prévention des infections.²
- Le calibrateur Genius™ garantit la régularité des mesures à long terme.³

Nouveau design
de la tête
du thermomètre

Bouton d'éjection
recouvert de silicone

Se range dans
la base existante

Nouveau boîtier en plastique offrant
une protection IP22 contre la poussière
et l'entrée de liquide.
Joint d'étanchéité entre les capots supérieur
et inférieur et autour de la porte piles.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Précision

- $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

Temps de mesure de la température

- 1–2 secondes

Température ambiante d'utilisation

- $+16^{\circ}\text{C}$ / $+33^{\circ}\text{C}$

Température patient

- $+33^{\circ}\text{C}$ / $+42^{\circ}\text{C}$

Température de stockage

- -25°C / $+55^{\circ}\text{C}$

Autonomie

- 15 000 températures (3 piles AAA)

Classement IP22

- Contre les poussières / liquides

Système antivolt System

- Support mural / Support Chariot

Mode principal

- Thermomètre tympanique

Mode secondaire

- Chronomètre 60 secondes

Conformité aux Normes

- ISO 80601-2-56:2017
- IEC 60601-1:2005/AMD1:2012
- IEC 60601-1-2:2014
- IEC 60601-1-11:2015 Ed.2

Garantie

- 3 années

^{1,2,3} Manuel de fonctionnement du thermomètre
auriculaire Genius™ 3 et sa base - No. SMF118-010

¹ Chapitre X Caractéristiques techniques

² Chapitre I Présentation du thermomètre

³ Chapitre V Maintenance préventive

Information commande

Référence	Désignation	Boîtage
303013	Thermomètre avec base Genius™ 3	1
303030	Couvre-sondes Genius™ 3	2112
303058	Support mural Genius™ 3	1
TH05001	Support chariot	1
303097	Calibrateur Genius™	1



CardinalHealth

Essential to care™

A DESTINATION DES MÉDECINS ET INFIRMIÈRES

IMPORTANT : veuillez-vous reporter à la notice des produits pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

© Cardinal Health France. Juin 2018. Tous droits réservés. Crédit photos Cardinal Health.
Imprimé en France par Astuces. Réalisation Verdana.

cardinalhealth.com

Cardinal Health France 506 SAS
43 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
RCS Paris 812 365 609