

AGANI™

Aiguilles hypodermiques



Le savoir faire Terumo au service des patients

- *Une aiguille fidèle à notre qualité de pique*
- *Une gamme étendue*
- *Une facilité d'utilisation pour les professionnels de santé*

Dispositif médical Classe IIa - CE0123 TÜV SÜD Product Service GmbH
Shanghai International Holding Corp GmbH (Europe), Eiffestraße 80 - 20537 Hambourg, Allemagne
Terumo Europe n.v, Interleuvenlan 40, 3001 Louvain, Belgique



Se reporter aux instructions figurant dans la notice d'utilisation

 **TERUMO®**

Une aiguille fidèle à notre qualité de pique

Triple biseau affûté et lubrification de l'aiguille au silicone

Gamme étendue

Disponible de 18 à 30 gauge

Facilité d'utilisation

Code couleur ISO facilement identifiable et lecture aisée des informations sur le blister

Caractéristiques complémentaires

- Embase translucide pour une observation rapide du reflux sanguin
- Injection facilitée grâce la paroi mince de l'aiguille
- Aiguille disponible en biseau court pour les références se terminant par S1

Caractéristiques Produits

CE
0123

Référence	Couleur	ø Canule	Longueur Canule
AN*1838R1	Rose	18G 1.2 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1838S1	Rose	18G 1.2 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1925R1	Crème	19G 1.1 mm	1 inch 25 mm
AN*1938R1	Crème	19G 1.1 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1938S1	Crème	19G 1.1 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*1950R1	Crème	19G 1.1 mm	2 inch 50 mm
AN*2025R1	Jaune	20G 0.9 mm	1 inch 25 mm
AN*2038R1	Jaune	20G 0.9 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*2116R1	Vert	21G 0.8 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2125R1	Vert	21G 0.8 mm	1 inch 25 mm
AN*2138R1	Vert	21G 0.8 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*2150R1	Vert	21G 0.8 mm	2 inch 50 mm
AN*2232R1	Noir	22G 0.7 mm	1 ¼ inch 32 mm
AN*2238R1	Noir	22G 0.7 mm	1 ½ inch 38 mm
AN*2316R1	Bleu	23G 0.6 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2325R1	Bleu	23G 0.6 mm	1 inch 25 mm
AN*2332R1	Bleu	23G 0.6 mm	1 ¼ inch 32 mm
AN*2425R1	Violet	24G 0.55 mm	1 inch 25 mm
AN*2516R1	Orange	25G 0.5 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2525R1	Orange	25G 0.5 mm	1 inch 25 mm
AN*2613R1	Marron	26G 0.45 mm	½ inch 13 mm
AN*2623R1	Marron	26G 0.45 mm	7/8 inch 23 mm
AN*2716R1	Gris	27G 0.4 mm	5/8 inch 16 mm
AN*2719R1	Gris	27G 0.4 mm	¾ inch 19 mm
AN*3013R1	Jaune	30G 0.3 mm	½ inch 13 mm


Carton d'expédition :
10.000 pièces (100 unités par boîte)

Pour les AN*1950R1 et AN*2150R1:
5.000 pièces (50 unités par boîte)

LATEX
Sans latex

STERILE **EO**

R = Biseau standard 11°
S = Biseau court 17°



Terumo Corporation
44-1, 2-chome, Hatagaya
Shibuya-ku, Tokyo 151-0072,
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
Fax: +81 3 3374 8196

European Headquarters

Terumo Europe N.V.
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 38 12 11
Fax: +32 16 40 02 49

European Offices

**Terumo Europe N.V.
Benelux Sales Division**
Interleuvenlaan 40
3001 Leuven, Belgium
Tel.: +32 16 39 25 80
Fax: +32 16 39 25 99
The Netherlands:
Tel.: 0800 0220396
Fax: 0800 0220414

Laboratoires Terumo France S.A.
Parc Ariane - Bât. Uranus
1, rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex, France
Tel.: +33 130 96 13 00
Fax: +33 130 43 60 85

Terumo Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Strasse 6
65760 Eschborn, Germany
Tel.: +49 6196 80 230
Fax: +49 6196 80 23 200

Terumo Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Spreitenbach
Bodenackerstrasse 3
8957 Spreitenbach, Switzerland
Tel.: +41 56 419 10 10
Fax: +41 56 419 10 11

Terumo Europe España SL
Avda. Juan Carlos I, Nº 13 - 7ª Planta
Edificio Torre La Garena
28806 Alcalá de Henares (Madrid),
Spain
Tel.: +34 9021 01 298
Fax: +34 9021 01 358

Terumo Italia S.r.l.
Via Simone Martini, 143 / 145
00142 Roma RM,
Italy
Tel.: +39 0651 96 14 20
Fax: +39 0650 30 407

Terumo Sweden AB
Nya Varvet, Byggnad 90
Sven Källfelts Gata 18
426 71 Västra Frölunda,
Sweden
Tel.: +46 3174 85 880
Fax: +46 3174 85 890

**Terumo Denmark
Filial of Terumo Sweden AB**
Tel.: +45 7020 93 80
Fax: +45 7020 94 80

Terumo UK Ltd
Tamesis
The Causeway
Egham, Surrey
TW20 9AW, United Kingdom
Tel.: +44 1784 476 200
Fax: +44 1784 476 201

**Terumo Europe N.V.
Moscow Representative Office**
BC Northern Tower
13Fr., 10 Testovskaya Street
Moscow 123317, Russia
Tel.: +7 495 988 4740
Fax: +7 495 988 4739

**Terumo Corporation Dubai Branch
(Middle East and Africa)**
Al Masraf Tower, 22nd Floor
P. O. Box 20291 Dubai
U.A.E.
Tel.: +971 4 221 2220
Fax: +971 4 221 3330

© Registered Trademark
Published by Terumo Europe N.V.
H0 114FR-0314TE-I(03.14)E