



Dénomination	Protection masculine pour fuites urinaires légères
Référence	750789
Code ACL/EAN	7322540426489
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	17,7 g
Dimension produit (+/- 7%)	270 x 236 mm
Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	450 ml
Vitesse d'acquisition (s)	7,6 s
Respirabilité	
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	20
	Nbre de sachets / carton	6
	Nbre cartons / palette	60
	Compactage	Oui
	Poids du carton	2,597 kg
	Volume carton m3	0,024158
	Volume m3 / 100 pièces	0,020
	Site de production	Gemerska Horka (Slovaquie)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Imperméable, souple et résistant	
	Sensation textile, non bruyant	
	Couleur	Gris sur l'arrière du produit, imprimé à rayres sur le voile d'acquisition
	Composition	Non tissé - Polyéthylène
BANDE ADHESIVE	Poids	25 g/m ²
	Large bande adhésive pour un parfait maintien en place	

VOILE INTERNE	Hydrophile, perméable, doux et résistant	
	Composition	Non tissé

DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime
	Poids	14,3 g
	PULPE	
	Nature	Pulpe
	Poids	9 g
	SAP	
	Nature	SAP : Polyacrylate de sodium
	Poids	5,4 g

BENEFICES PRODUIT

Identification		Sachet : information du modèle produit et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation		Sachet : ouverture facile Protection : protection facilement positionnable avec sa bande adhésive
Ergonomie		Découpe anatomique, particulièrement adaptée aux hommes
Confort et Sécurité		

- RESPIRABILITE** Confortable : la respirabilité de la protection permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané
- ODOUR CONTROL** Contrôle des odeurs : Système qui limite le développement des bactéries responsables de l'apparition des odeurs.
- AJUSTEMENT** Ajustement au sous-vêtement en toute discrétion
- SECURITE** Coussin absorbant anti-fuites
- DISCRETION** Pochette individuelle grise, pratique et discrète

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.