



Faites votre choix !

FORMAT
NOMADE



1 Wip'Anios Excel Travel 25

24 sachets de 25 lingettes
Taille : 130 x 210 mm
Texture : 100% viscose
Réf. 2617.466



Wip'Anios Excel 50 et 100

2 12 sachets de 50 lingettes
Taille : 180 x 200 mm
Texture : 100% viscose
Réf. 2446.424

3 6 sachets de 100 lingettes
Taille : 180 x 200 mm
Texture : 100% viscose
Réf. 2446.655

GRAND
FORMAT



4 Wip'Anios Excel 60

→ 12 sachets de 60 lingettes
Taille : 240 x 300 mm
Texture : 100% viscose
Réf. 2446.492

5 Support mural

> Uniquement pour les Wip'Anios Excel 60
Réf. 425.185



Pavé du Moulin 59260 Lille-Hellemmes - FRANCE
Tél. +33 3 20 67 67 67 Fax. +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

FR2018 10 - Photos non contractuelles. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit biocide.

WIP'ANIOS Excel

Le choix de la **sécurité** et d'un **format adapté**

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES



Laboratoires
ANIOS
Le professionnel de la désinfection

WIP'ANIOS Excel

Les lingettes WIP'ANIOS EXCEL allient nettoyage et désinfection en une seule opération et permettent d'assurer une hygiène macroscopique et microscopique des surfaces hautes et dispositifs médicaux, à tout moment, dans tous les environnements (bloc opératoire, services de dialyse, environnement proche du patient, cabinet médical, intérieurs de véhicules sanitaires...).

- Lingettes nettoyantes désinfectantes**
- Solution d'imprégnation : Surfa'safe Premium.
 - Efficacité assurée jusqu'à la date de péremption.
 - Conformes à la norme EN 16615 phase 2 / étape 2.

- Prêtes à l'emploi**
- Imprégnation uniforme et contrôlée (pas de dilution avec une eau de qualité non maîtrisée).
 - Traçabilité assurée.

- Adaptées à tout type de surfaces**
- Notamment de générateurs d'hémodialyse, y compris celles pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires (TP2 - TP4).
 - Des dispositifs médicaux non immergeables (classe IIb).
 - Essuyage des gaines d'endoscopes en traitement préliminaire.
 - Haute compatibilité avec un large panel de matériaux.

- Formats adaptés aux différents usages**
- Disponibles en sachets.
 - 3 tailles différentes.

Pour la sécurité de vos patients, des opérateurs et des équipements.

UN CHOIX DE TAILLE !

Wip'Anios Excel Travel 25

FORMAT
NOMADE

Taille : 130 x 210 mm
Texture : 100% viscose

Wip'Anios Excel 50 ou 100

IDEALES POUR ...

- **Petits dispositifs médicaux** (capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes, sondes échographiques classiques)
- **Essuyage des endoscopes** (traitement préliminaire avant désinfection)
- **Surfaces proches du patient** (adaptable, lit, brancard...)

Taille : 180 x 200 mm
Texture : 100% viscose

Wip'Anios Excel 60

GRAND
FORMAT

Taille : 240 x 300 mm
Texture : 100% viscose

IDEALES POUR ...

- **Matériel et dispositifs médicaux**
- Surfaces nécessitant des lingettes de plus **grand format** (Structures externe d'appareil, table d'examen, appareil de dialyse...)

Adaptées notamment aux
générateurs d'hémodialyse

SECURITÉ GARANTIE



POUR L'UTILISATEUR

La solution d'imprégnation est formulée :

- Sans substance CMR
- Sans alcool
- Sans parfum

pour **une tolérance et un confort à l'usage.**

POUR LE MATÉRIEL

Les lingettes sont **imprégnées d'une solution Surfa'safe Premium** : son pH neutre et l'absence d'amphotère assurent une compatibilité optimale avec un large panel de matériaux (métaux, polymères, polycarbonate, aluminium...).

POUR L'ENVIRONNEMENT

La **viscose 100% biodégradable** des lingettes permet de limiter l'impact sur l'environnement.

EFFICACITE ANTIMICROBIENNE VALIDÉE

- Lingettes nettoyantes désinfectantes validées selon la norme EN 16615
- Solution d'imprégnation bactéricide, fongicide, virucide.

ACTIF SUR	NORMES	TEMPS DE CONTACT
BACTÉRIES	EN 13727	1 minute
	EN16615	2 minutes
	EN 13727 sur ERV, A. baumannii βLSE, E coli OXA 48, E cloacae OXA 48, K pneumoniae OXA 48, SARM	1 minute
	EN 13697 sur ERV, A.baumanii βLSE, E.coli OXA 48, SARM	2 minutes
LEVURES	EN 13624	2 minutes
	EN16615	2 minutes
MOISSISSURES	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 minutes
VIRUS	EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin	30 minutes
	PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus	1 minute
	Polyomavirus SV 40	5 minutes

EXIGEZ LA NORME EN 16615 !

- La norme d'application phase 2 / étape 2 **EN 16615** (Mai 2015) permet de revendiquer l'activité combinant l'action de la lingette et de la solution en mesurant **l'efficacité bactéricide et levuricide** d'une lingette pré-imprégnée de solution nettoyante désinfectante.

Condition d'essai : Essai quantitatif de surface avec action mécanique à l'aide de lingettes (essai à 4 zones) en 1 à 5 minutes (ou 60 minutes), à une température comprise entre +4°C et +30°C, dilution en eau dure 30°F pour les produits concentrés et en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine ; CS : 3g/L albumine + 3ml/L d'érythrocytes).

Une réduction significative doit être constatée pour revendiquer le statut de « lingette nettoyante désinfectante » :
Réduction de 5 log pour les bactéries - **Réduction de 4 log** pour la levure.