

TENA Pants Proskin Plus L

TENA

Dénomination Sous-vêtement absorbant jetable

Taille	T3 / Large
Référence	792613
Code EAN	7322541063850
Marquage CE	oui
Poids total (+/- 7%)	74 g
Dimension produit (+/- 7%)	810 x 830 mm
Tour de taille du patient	100 - 135 cm

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	1440 ml
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 80 ml	16 s

Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant

Tolérance Cutanée

Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
--------------------------------------	--



accrédité
par la
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	14
	Nbre de sachets / carton	4
	Nbre cartons / palette	36
	Compactage	Oui
	Poids du carton	4,7 kg
	Volume carton m3	0,0402
	Volume m3 / 100 pièces	0,072
	Site de production	Olawa (Pologne)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Sensation textile, souple et silencieux
	Blanc
FILM EXTERIEUR	Couleur
	Composition
VOILE INTERIEUR	BREATHABLE^R
	Non tissé & Polyéthylène Film sensation "textile" perméable à l'air et imperméable aux liquides
VOILE INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition
DOUBLE MATELAS	Non tissé
DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS
	Composition
DOUBLE MATELAS	Pulpe et SAP en mélange intime
	Poids
DOUBLE MATELAS	46 g
	FEEL DRY ADVANCED
DOUBLE MATELAS	Système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
	PULPE
DOUBLE MATELAS	Nature
	Pulpe de cellulose
DOUBLE MATELAS	Localisation
	Matelas supérieur et matelas inférieur
DOUBLE MATELAS	Poids
	25 g
DOUBLE MATELAS	SAP
	Nature
DOUBLE MATELAS	Polyacrylate de Sodium
	Localisation
DOUBLE MATELAS	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids
DOUBLE MATELAS	21 g
AUTRES	BARRIERES DE SECURITE
	Double barrière élastique imperméable pour une sécurité anti-fuite optimale
AUTRES	Composition des élastiques
	Polyuréthane
AUTRES	Composition du non tissé
	Polypropylène
AUTRES	COUPE AJUSTEE
	Elastiques

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection: la taille est identifiée par un marquage encre à l'entrejambe Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient car ajusté à l'anatomie du patient .
Confort et Sécurité	BODYCLOSE FIT Protection ajustée au corps, coussin absorbant ergonomique et fin pour un maintien optimal. RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané ODOUR NEUTRALIZER Contrôle des odeurs BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.

