

Dénomination	Change complet adulte avec ceinture
Taille	T4 / Extra Large
Référence	725421
Code ACL/EAN	7322540118971
Marquage CE	57506
Poids total (+/- 7%)	193 g
Dimension produit (+/- 7%)	1030 x 520 mm
Dimensions matelas (+/- 7%)	763 x 344 mm
Tour de taille du patient	105 à 153 cm

Données Laboratoire

Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	4476 ml
Vitesse d'acquisition (s)	10 s

Respirabilité

Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Ceinture	Respirant

Tolérance Cutanée

Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex
Garde au sec rapide	Accrédité par la Skin Health Alliance
	Voile d'acquisition sur le matelas



accrédité
par la
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	21
	Nbre de sachets / carton	3
	Nbre cartons / palette	20
	Compactage	Oui
	Poids du carton	13,19 kg
	Volume carton m ³	0,077
	Volume m ³ / 100 pièces	0,1222
	Site de production	Genep (Hollande)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Intraversable, souple, silencieux et résistant Blanc avec deux bandes violettes en pointillés Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit Polyéthylène et Polypropylène 33 g/m ² Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer. Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides
VOILE INTERIEUR	INTERIEUR Composition Hydrophile, perméable, doux et résistant Non tissé Toucher textile doux
DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS Composition Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas Poids 149 g FEEL DRY ADVANCED^R Retient les liquides et l'humidité dans la protection PULPE Nature Pulpe chimique Localisation Matelas supérieur et matelas inférieur Poids 100 g SAP Nature Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs Localisation Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas Poids 49 g
CEINTURE	SUPER FIT™ Ceinture colorée micro perforée, aérée et douce ; repositionnable à volonté ComfiStretch™ 2 élastiques insérés à la ceinture qui suivent les mouvements du corps. Les élastiques s'étirent dans différentes directions pour un confort quotidien et une grande liberté de mouvement Composition Non tissé Poids 92 g/m ²
AUTRES	BARRIERES DE SECURITE Composition des élastiques Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale Polyester-Polyuréthane ELASTIC FIT™ Élastiques au niveau de la taille, à l'avant et à l'arrière de la protection Ne sont pas en contact avec le matelas ELASTIQUES ANATOMIQUES Composition Polyisopoprène

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient.
Confort et Sécurité	

AJUSTEMENT Change ajustable près du corps grâce à la ceinture et aux élastiques au niveau de la taille

RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané

TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit

BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.