

<i>Description générale</i>	Tensiomètre manobrassard électronique	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo, mode d'emploi
<i>Référence lot</i>	Oui	Numéro de série
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou volatiles
<i>Substance impropre</i>		
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	Un brassard, 4 piles
<i>Matières</i>		
<i>Étiquetage</i>	Oui	Nom, référence, indication pour la garantie, CE, COMED
<i>Conditionnement</i>	Oui	Carton individuel
<i>Stockage particulier</i>	Oui	Sec et propre.
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	
<i>Références</i>	22 600 25	
<i>Désignation</i>	Tensiomètre	
<i>Dimension Lo x la x h(mm)</i>	155 x 152 x 83	
<i>Ecran</i>	LCD numérique	
<i>Plage de mesure</i>	Pression = 0 à 299mmHG (0 à 39.9 kPa) Pouls = 40 à 200 pulsation/min	
<i>Précision</i>	Pression = 3 mmHg (0.4kPa) Pouls = 5% de la lecture	
<i>Température d'utilisation</i>	10 à 40°C	
<i>Température de stockage</i>	- 20 à 60°C	
<i>Source d'alimentation</i>	4 piles alcalines AA ou cordon d'alimentation AC/DC	
<i>Poids nu (g)</i>	420	
<i>Couleurs</i>	Blanc et bleu	
<i>Utilisation</i>	Dispositif permettant de mesurer la pression exercé par le sang sur les artères automatiquement.	
<i>Mode d'emploi</i>	Voir mode d'emploi	
<i>Précaution d'emploi</i>	Rangez l'appareil dans son emballage lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne plongez jamais le dispositif de surveillance ni aucun des composant dans l'eau ou quelconques liquides. Ne nettoyez pas le corps de l'appareil ni le brassard avec du naphte, un diluant ou de l'essence, etc. Ne mouillez pas le brassard et n'essayez pas de le laver à l'eau. Ne soumettez pas l'appareil à des températures extrêmement chaudes ou froides, à l'humidité ni aus rayons directs du soleil.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Dans des bacs à déchets médicaux	
<i>DEEE/REACH</i>	Oui / NC	
<i>PVC/ PHTALATES</i>		
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	