

Dénomination	Change complet respirant
Taille	T2 / Medium
Référence	710924
Code ACL/EAN	7322540647204
Marquage CE	86221
Poids total (+/- 7%)	133 g
Dimension produit (+/- 7%)	828 x 650 mm
Dimension matelas (+/- 7%)	630 x 248 mm
Tour de taille du patient	73 à 122 cm
Données Laboratoire	
Absorption : Méthode Rothwell (+/- 7%) (1)	3155 ml
Vitesse d'acquisition (s)	10 s
Respirabilité	
Entrejambe	Respirant
Voile extérieur (Backsheet)	Respirant
Côtés	Respirant
Tolérance Cutanée	
Protection absorbante à usage unique	Testé dermatologiquement / Sans Latex Accrédité par la Skin Health Alliance
Garde au sec rapide	Voile d'acquisition sur le matelas



accrédité
par la
Skin Health Alliance

CONDITIONNEMENT	Nbre de pièces / sachet	24
	Nbre de sachets / carton	3
	Nbre cartons / palette	28
	Compactage	Oui
	Poids du carton	10,64 kg
	Volume carton m3	0,064
	Volume m3 / 100 pièces	0,089
	Site de production	Olawa (Pologne)

COMPOSITION

FILM EXTERIEUR	Couleur	Intraversable, souple, silencieux et résistant Blanc avec deux bandes violettes en pointillés
	Composition	Rappel du nom, de l'absorption et de la taille du produit Polyéthylène et Polypropylène
	Technologie ConfioAir™	Voile extérieur ConfioAir™ permet à la peau de respirer
VOILE INTERIEUR	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Non tissé
	Poids	15 g/m²
DOUBLE MATELAS	DOUBLE MATELAS	
	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	113,2 g
	Textile Feel	Une matière douce pour un toucher textile
	PULPE	
	Nature	Pulpe chimique
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	86,5 g
	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium ODOUR NEUTRALIZER™ : limite la diffusion des odeurs
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur et couche supplémentaire entre les 2 matelas
	Poids	26,7 g
AUTRES	BARRIERES DE SECURITE	Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale
	Composition des élastiques	Polyester-Polyuréthane
	ATTACHES ADHESIVES LARGES	Velcro et adhésifs (3 cm)

BENEFICES PRODUIT

Identification	Sachet : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption sur la face et la tranche du sachet Protection : information du modèle produit, de la taille et de l'absorption (code couleur). Présence d'un témoin de miction sans ouvrir le change. Carton : identification du code produit
Facilité d'utilisation	Sachet : ouverture facile, poignées de transport Protection : techniques simples de pose en position debout ou allongé
Ergonomie	Design Produit conçu pour le confort du patient : matelas à la forme ajusté à l'anatomie du patient.
Confort et Sécurité	

MULTI-FIXATIONS Des attaches larges, faciles à fixer et à ajuster plusieurs fois

RESPIRABILITE Confortable pour le patient : la respirabilité du change permet à la peau de respirer et de préserver l'état cutané

TEMOIN DE MICTION Visualisation de la miction sans ouvrir le change, se colore lorsque la protection se remplit

BARRIERES DE SECURITE Imperméables pour une sécurité anti-fuite optimale

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

(1) Méthode Rothwell : Cette méthode mesure la quantité de liquides que le produit peut absorber après avoir été trempé dans l'eau sans prendre en compte l'usage du produit.