

>> prescrivez

3M™ Cavilon™™

Protecteurs cutanés

3M™ Cavilon™ NSBF*

Film protecteur cutané non irritant



Cavilon NSBF - 28 ml

Boîte de 1 vaporisateur** - ACL : 748188.2 - EAN : 8711428065985

Boîte de 12 vaporisateurs, vrac - Code commande : CA3346E

Cavilon NSBF - 1ml

Boîte de 5 applicateurs stériles - ACL : 755648.5 - EAN : 8711428065947

Boîte de 25 applicateurs stériles - Code commande : CA3343E

Cavilon NSBF - 3ml

Boîte de 5 applicateurs stériles - ACL : 983031.2 - EAN : 8711428076820

Boîte de 25 applicateurs stériles - Code commande : CA3345E

* No Sting Barrier Film (Film protecteur cutané non irritant)

** Produit stérile jusqu'à la première utilisation.

3M™ Cavilon™ Crème

Crème protectrice longue durée



Cavilon Crème - 28 grammes

Boîte de 1 tube - ACL : 433451.9 - EAN : 4046719055920

Cavilon Crème - 92 grammes

Boîte de 1 tube - ACL : 433452.5 - EAN : 8711428082234

Boîte de 12 tubes - Code commande : CAVI92G

FP 1000 0053 7 - S&W-000 090 - Septembre 2012 - 3M France - Photos non contractuelles. 3M et Cavilon sont des marques déposées de 3M. Dispositif Médical de classe I selon la Directive 93/42 CEE. Lire attentivement la notice et les précautions d'emploi avant toute utilisation. Fabriqué par 3M Health Care - U.S.A. distribué par 3M France - Bd de l'Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex.

3M™ Cavilon™™

Protecteurs cutanés



Changez pour une
protection cutanée
appropriée



Raffaëlle Formes - 01 45 49 31 31

3M

3M France

Marchés de la Santé - Département Soins et Médecine pour la Ville

Boulevard de l'Oise - 95006 Cergy-Pontoise Cedex

Téléphone : 01 30 31 82 82 - Télécopie : 01 30 31 85 51 - www.3MSante.fr

3M

Protocole de soins



PREVENTION

- Risque modéré d'apparition d'une dermite

TRAITEMENT

- Dermite associée à l'incontinence chez l'adulte
- Dermites post-radiques, péristomiales et périlésionnelles

PREVENTION

- Risque modéré à sévère d'apparition d'une dermite

3M™ Cavilon™ Crème

- **Protège** contre les selles et les urines
- **La peau respire**, pas de macération
- **Economique**, une à deux gouttes suffisent
- **Application facile**, texture fine et légère

3M™ Cavilon™ NSBF*


- **Isole des selles et des urines**, forme une barrière filmogène
- **Indolore**, sans alcool
- **Longue durabilité**, jusqu'à 72h de protection, résiste à l'eau
- **La peau respire**, pas de macération
- **Economique**, résiste aux soins répétés
- **Simple d'utilisation**, disparaît avec la desquamation naturelle



Peau saine



Peau saine, dermatites associées à la radiothérapie et à l'incontinence



Peau périlésionnelle



Peau péristomiale



En cas d'incontinence urinaire,

1 application par jour

En cas d'incontinence fécale ou mixte,
tous les 3 changes

Peau saine, dermite modérée,

tous les 2/3 jours

Dermite sévère,
tous les jours

**À chaque
changement
de pansement**

**A chaque
changement de
support de poche**

- 1 **Laver la peau à l'eau** avec un **savon neutre**
- 2 Laisser **sécher**
- 3 Appliquer une **petite quantité** de crème (une goutte de la taille d'une noisette suffit)
- 4 **Faire pénétrer** en massant

- 1 **Laver la peau à l'eau** avec un **savon neutre**
- 2 Laisser **sécher**
- 3 **Déplisser** la peau sans l'étirer
- 4 **Vaporiser** à une distance de **10 à 15 cm** de la peau ou appliquer à l'aide du **bâtonnet**
- 5 **Laisser sécher** pendant 30 secondes au moins avant de relâcher la peau.