

Débridement de tissus nécrotiques ou endommagés

3M™ Tegaderm™ Hydrogel



Indications



- Plaies sèches ou fibrineuses, afin de favoriser le débridement autolytique.
- Plaies nécrotiques ou sèches pour lesquelles un taux d'hydratation plus élevé est souhaitable


Avantages




- **Conditionnement pratique**
Tube de 15 g, facile à utiliser, avec bouchon obturateur externe pour éviter toute contamination.



- **Ne coule pas**
La consistance du gel facilite considérablement l'application, même sur les plaies devant être traitées dans des conditions difficiles. Le gel ne coule pas; ainsi le risque des pourtours des plaies est fortement réduit.



3M™ Tegaderm™ Alginate



Indications



- Plaies exsudant moyennement à abondamment
- Facilite la détersion autolytique

Avantages



- **Facile à enlever**
Grâce à sa composition solide, le pansement Tegaderm Alginate ne se désagrége pas, y compris lorsque la plaie exsude abondamment. Le changement de pansement s'en trouve dès lors facilité.



- **Efficace**
Tegaderm Alginate est un pansement non tissé aux alginates de calcium. Mises en contact avec l'exsudat de la plaie, les fibres d'alginate du pansement se transforment en un gel doux. La détersion de la plaie est optimisée par l'échange d'ions sodium présents dans l'exsudat et d'ions calcium du pansement.

