



SANITIZER

Identité produit :

Gel hydroalcoolique pour les mains.

Secteurs d'activité :

Convient au secteur alimentaire.

Avantages :

Action antibactérienne efficace et sans rinçage.
Sans parfum ni colorant.

Mode d'emploi :

Appliquer une dose (2x3 ml) non diluée dans le creux de la main propre, bien répartir et frotter pendant 2x30s. Ne pas rincer. Renouveler l'opération plusieurs fois par jour.

Précautions d'emploi :

Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux. Voir étiquetage du produit.

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conditions de stockage :

A stocker dans l'emballage d'origine à l'abri du gel et des chaleurs excessives

Norme :

Biocide – Friction hygiénique des mains
TP1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine

Bactéricide en 2x30s, 2x3ml selon :

EN 1276 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae),

EN 13727 (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa),

EN1500 (Escherichia coli K12).

Fiche de données techniques - Service qualité – MAJ du 04/02/2020 V1

MP hygiene Fabricant de papier d'essuyage

119 rue de Soras – 07430 DAVEZIEUX – France

Phone: +33 (0)4 75 33 75 00 - Fax: + 33 (0)4 75 33 37 38 - www.mphygiene.com



SANITIZER

Activité virucide sur influenza virus (H1N1) en 60s selon les lignes directrices de la norme EN 14476

Composé de 66% d'alcool, le gel SANITIZER est efficace contre le coronavirus.

Utilisable en milieu alimentaire

Législation :

RÈGLEMENT (UE) N° 528/2012 relatif aux produits biocides

N° INRS : 48857.2 / N° ANSES : 61602

Ingrédients :

SUBSTANCE ACTIVE BIOCIDES :

ETHANOL (N°CAS 64-17-5) 62,3% m/m, ALCOOL ISOPROPYLIQUE (CAS : 67-63-0) 3,3% (m/m).

INGREDIENTS (INCI) : ALCOHOL, AQUA, ISOPROPYL ALCOHOL, PEG-7 GLYCERYL COCOATE, SORBITOL, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, AMINOMETHYL PROPANOL, MANNITOL.

DATE DE PEREMPTION :

36 mois après fabrication.

Divers :

Etat physique : Liquide visqueux (950 mPa.s (rpm 100; rotor 3) +/- 200 mPa/s) à 20°C

Couleur : Translucide.

Odeur : Alcool

pH = 8 +/- 0,5

Fabriqué en FRANCE.

Site certifié NF EN ISO 22716 (Cosmétiques – Bonnes Pratiques de Fabrication)