TENA Pants ProSkin Maxi M

Dénomination **Taille**

Référence Code ACL/EAN Marquage CE

Poids total (+/- 7%)

Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)

Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 100 ml

Dimension produit (+/- 7%)

Tour de taille du patient

Utilisation

Sous-vêtement absorbant jetable Medium

794512

9674680 / 7322541139753

114676

109 a

2550 ml

15 s

770 x 680 mm

80 - 110 cm

Testé dermatologiquement / sans latex

Usage unique





			_
ENT	Nbre de pièces / sachet	10	
INNOIL	Nbre de sachets / carton	4	
	Nbre cartons / palette	40	
	Poids du carton	4,86 kg	
	Volume carton m3	0,036	
COND	Volume m ³ / 100 pièces	0,09	
J	Site de production	Hoogezand (Hollande)	

Sensation textile, souple et silencieux EXTERIEUR Couleur Composition Thermobonded et Spunbonded BREATHABLE ™

Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides Hydrophile, perméable, doux et résistant

Blanc

SSE	INTERIEUR	Hydrophile, perméable, doux et résistant
	Composition	Polypropylène spunbonded
2 F	Poids (g/m²)	17g/m²
	DOUBLE MATELAS	Matelas en forme de W
	Composition	Pulne et SAP en mélange intime différencié dans les 2 matelas

	DOUBLE MATELAS	wateras en forme de w
MATELAS	Composition	Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas
	Poids	82 g
	FEEL DRY™	système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection
	PULPE	
	Nature	Pulpe Chimique
ш	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
DOUBL	Poids	50 g
ğ	SAP	
	Nature	Polyacrylate de Sodium
	Localisation	Matelas supérieur et matelas inférieur
	Poids	32 g

	CONFIOFIT ™	Coussin absorbant ergonomique et fin
T ET	ELASTIQUES	Sans caoutchouc
S N	Composition des élastiques	Spandex
CONF	Composition des élastiques Couleur en fonction de l'absorption	Élastiques colorés en violet
	ANTI LEAKAGE BARRIER ™	Double barrières élastiques imperméables - élastiques violets

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.

