

TENA Pants ProSkin Super M



accrédité
par la
Skin Health Alliance

Dénomination

Taille

Référence
Code ACL/EAN
Marquage CE
Poids total (+/- 7%)
Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 100 ml
Dimension produit (+/- 7%)
Tour de taille du patient
Utilisation

Sous-vêtement absorbant jetable

Medium

793520
4274390 / 7322541140001
114675
88 g
2010 ml
18 s
770 x 680 mm
80 - 110 cm

Testé dermatologiquement / sans latex
Usage unique

| | | |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| CONDITIONNEMENT | Nbre de pièces / sachet | 12 |
| | Nbre de sachets / carton | 4 |
| | Nbre cartons / palette | 40 |
| | Poids du carton | 4,65 kg |
| | Volume carton m ³ | 0,036 |
| | Volume m ³ / 100 pièces | 0,075 |
| | Site de production | Hoogezand (Hollande) |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| FILM EXTERIEUR | Sensation textile, souple et silencieux | |
| | Couleur | Blanc |
| | Composition | Thermobonded et Spunbonded |
| BREATHABLE™ | | Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| NON TISSE | INTERIEUR | Hydrophile, perméable, doux et résistant |
| | Composition | Polypropylène spunbonded |

| | | |
|-----------------------|--|---|
| DOUBLE MATELAS | DOUBLE MATELAS | Matelas en forme de W |
| | Composition | Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas |
| | Poids | 61 g |
| | FEEL DRY™ | système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection |
| | PULPE | |
| | Nature | Pulpe Chimique |
| | Localisation | Matelas supérieur et matelas inférieur |
| | Poids | 36 g |
| SAP | | |
| Nature | Polyacrylate de Sodium | |
| Localisation | Matelas supérieur et matelas inférieur | |
| Poids | 25 g | |

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|---|
| CONFORT ET SECURITE | CONFIOFIT™ | Coussin absorbant ergonomique et fin |
| | ELASTIQUES | Sans caoutchouc |
| | Composition des élastiques | Spandex |
| | Couleur en fonction de l'absorption | Élastiques colorés en vert |
| | ANTI LEAKAGE BARRIER™ | Double barrières élastiques imperméables - élastiques verts |

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.



Essity France - SAS - Health and Medical Solutions -
Eurosquare 1
151, Bd Victor Hugo
93588 Saint-ouen Cedex
01 85 07 91 00
Essity Internal

17/07/2019