

## FICHE TECHNIQUE

### **3M™ Medipore™**

#### **Sparadrap multi-extensible hypoallergénique**

Marquage CE : classe I non stérile selon la directive 93/42

#### **I - Indications**

3M Medipore est un sparadrap multi extensible, conçu pour maintenir les pansements post-opératoires au bloc ou lors des renouvellements, en particulier sur reliefs anatomiques ou peaux fragiles, et pour la fixation de matériel ou de dispositifs médicaux.

#### **II - Caractéristiques du produit**

Ce sparadrap non-tissé, hypoallergénique, est souple et soyeux ; il est extensible en largeur, ce qui permet de l'utiliser sur un oedème modéré et sur les articulations. Il ne laisse pas de résidus sur la peau.

- **Composition:** (Ne contient pas de Latex)

- **Support** : fibres de polyester non-tissé, sontara.
- **Adhésif** : copolymères d'acrylate de synthèse.
- **Liner** : papier siliconé médical.

- **Caractéristiques physiques:**

- Adhésivité à la peau :  
T 0 : 20 g/cm  
T 48h : 45g/cm
- Charge minimale de rupture :  
3.300 g/cm en longueur  
1.200 g/cm en largeur
- Elongation (à la rupture) :  
40 % en longueur  
115 % en largeur
- M.V.T.R. :  
4700 g/m²/24h

- **Tests de biocompatibilité:**

- Indice d'irritation cutanée primaire : 0/ 8,0 (non irritant)
- Indice d'irritation cumulative chez l'homme : pas de potentiel d'induction d'allergie de contact mesurable.

- **Date d'expiration du produit et conservation:**

- 5 ans dans des conditions de stockage normales soit une température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30 à 60% HR.



**3M France - Marchés de la Santé**  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

- **Mode de stérilisation possible:**

- Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène à 55°C 1 h minimum.

- **Élimination des déchets:**

- Incinération

- **Lieu de fabrication:**

- Italie, pour 3M Medica, Allemagne.

### **III - Présentations commerciales :**

- **Hôpital**

| Code    | Référence | Dimensions (m x cm) | Rouleaux/Boîte | Gabarit |
|---------|-----------|---------------------|----------------|---------|
| MEDIP02 | 2991/6    | 10 x 2,5            | 48             | 1       |
| MEDIP05 | 2991/1    | 10 x 5,0            | 24             | 1       |
| MEDIP10 | 2991/2    | 10 x 10,0           | 12             | 1       |
| MEDIP15 | 2991/3    | 10 x 15,0           | 12             | 1       |
| MEDIP20 | 2991/4    | 10 x 20,0           | 6              | 1       |
| MEDIP30 | 2991/5    | 10 x 30,0           | 6              | 1       |

- **Ville**

| Code ACL | Code EAN 13   | Code LPPR | Dimensions (m x cm) | Boîtes / Carton |
|----------|---------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 465874.2 | 4046719102679 | 1341246   | 5 m x 5,0 cm        | 12              |
| 437327.0 | 4046719018994 | 1304216   | 5 m x 10,0 cm       | 12              |
| 773787.3 | 4001895903700 | 1304216   | 10 m x 5,0 cm       | 12              |
| 773789.6 | 4001895903724 | 1301985   | 10 m x 10,0 cm      | 12              |

**Admis à la LPPR**