

## Bande Elastique Cohésive FM MEDICAL

### Description:

Bande adhésive sur elle-même  
Elles sont repositionnables et réutilisables.

#### Faciles et rapides à poser :

- elles ne glissent, ni ne se défont lorsqu'elles sont mises en place sur des patients alités ou des sportifs.
- Elles conservent le taux de compression choisi lors de la pose.

Élasticité modulable, régulière et constante dans le temps, favorisant la réduction de l'œdème : l'auto-adhérence et l'élasticité des bandes permettent d'obtenir tout effet de compression souhaité.

La pression obtenue est régulière et constante dans le temps.

Elles gardent leurs propriétés au contact de l'eau et permettent ainsi de prendre des douches et de conserver une bonne hygiène.

La substance cohésive est constituée de latex naturel et de composants spécifiques hypoallergéniques.



### Les tailles disponibles:

| Référence | Dimensions      | Conditionnement |
|-----------|-----------------|-----------------|
| BCE_01    | 5 cm x 450cm    | L'unité         |
| BCE_02    | 7,5 cm x 450 cm | L'unité         |
| BCE_03    | 10 cm x 450 cm  | L'unité         |
| BCE_04    | 8 cm x 400 cm   | L'unité         |

**SARL Fournisseur Matériel Médical ( F.M. MEDICAL )**  
**280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France**

**RCS ARRAS 532 788 700**

**Tél.:09 51 51 95 71**

**email : [contact@fournisseur-medical.com](mailto:contact@fournisseur-medical.com)**

**site web : [www.fournisseur-medical.com](http://www.fournisseur-medical.com)**