

Boules de coton 0.5gr par boule, sachet de 700 boules



1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise

Nom : FM Médical

Adresse : 2 rue de la justice

62410 BENIFONTAINE - FRANCE

Tél : + 33 (0) 9 72 52 70 35

Fax : +33 (0) 9 72 54 07 75

E-mail : contact@fournisseur-medical.com

Web : www.fournisseur-medical.com

2. Informations sur le fabricant du dispositif

Marque : FM Medical

Dénomination : Boules de coton 0.5gr par boule, sachet de 700 boules

Référence : COTB0.5GR-2

Fabrication : Hidrofer, Espagne

3. Descriptif du dispositif

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT			
Caractéristiques	Les boules de cotons peuvent être utilisées pour usage temporaire : • Comme support de liquide antiseptique pour le nettoyage et le badigeonnage de la peau et des muqueuses endommagées ou intactes • Comme barrière mécanique pour la compression et pour l'absorption des exsudats. Dispositif médical non invasif, à usage unique, de classe I Non Stérile.		
Matière	Coton	Dimensions	55.5 x 27 x 7 cm
Couleur	Blanc	Réutilisable	Non
Stérile	Non	Hydrophile	Oui
Latex	Sans latex		
Qualité	• Dispositif médical de classe I selon l'annexe VIII du règlement 2017/745 de produits de santé • Fabriqué sous la norme de qualité EN UNE ISO 13485 :2016		
Mode d'emploi	Prendre un bout de coton et l'imbiber du produit retenu. Peut servir également à sec pour le nettoyage de la peau. Après utilisation le jeter dans un récipient.		

4. Conditions de conservation et de stockage

STOCKAGE	
Durée de conservation	5 ans
Instructions de stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, hors de portée de la lumière du soleil et d'autres sources de chaleur.
Normes et certifications	ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971 Dispositif de Classe 1 

5. Référence et conditionnement

Référence	Conditionnement	Conditionnement par boîte
COTB0.5GR-2	700 boules	12 par boîte