

MoliCare Skin Mousse nettoyante

Toilette des peaux matures sensibles

Référence	Taille ou dimensions produit	EAN13 carton
995081	Aérosol de 400 ml	4052199260976



Produit

Mousse nettoyante à la créatine qui renforce les mécanismes de protection naturelle de la peau.

Elle s'utilise sans eau et ne nécessite pas de rinçage.

Testé sous contrôle dermatologique.

Indications / Classification

Toilette des parties intimes souillées en cas d'incontinence urinaire et/ou fécale.

MoliCare Skin Mousse nettoyante est un cosmétique.

Spécifications

Composition :

Aqua, Butane, C9-C13 Isoparaffine, Isobutane, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Phenylethyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Isopropyl Myristate, Pentaerythrityl Monooleate/Pentaerythrityl Dioleate/Pentaerythrityl Trioleate/Pentaerythrityl Tetraoleate, Creatine, PEG-6-Caprylic/Capric Glycerides, PEG-34 Castor Oil Cetyl Alcohol, Lactic Acid, Propane, Cocamide MEA

Sans colorant

Sans ingrédients d'origine animale

Caractéristiques :

Texture : mousse blanche

pH : 5,5 - 6,5

Aspect réglementaire :

MoliCare Skin Mousse nettoyante est conforme aux exigences de la Directive Européenne sur les produits cosmétiques (Directive 76/768/CEE du Conseil du 27/07/1976 avec adaptations techniques et amendements)

MoliCare Skin Mousse nettoyante contient uniquement des ingrédients autorisés c'est-à-dire qui ne sont pas prohibés pour un usage cosmétique selon la Directive 76/768/CEE sur les cosmétiques.

La tolérance cutanée à MoliCare Skin Mousse nettoyante a fait l'objet de tests dermatologiques sur des personnes ayant une peau endommagée (scarifiée) avec le résultat < bon à très bon >, ainsi que sur des personnes souffrant de dermatite atopique sans eczéma avec le résultat < bien toléré sur l'ensemble des personnes testées >.

Combiné avec un produit de protection de la gamme MoliCare Skin, la Mousse nettoyante a été testée dans un EHPAD sur des personnes âgées souffrant d'incontinence, sous surveillance médicale. L'application combinée de ces produits a conduit à une amélioration de l'état cutané. De plus, la très bonne tolérance cutanée a pu être attestée.



N° de lot

1^{er} chiffre : année de fabrication (6=2016, 7=2017, etc..)

2^{ème} et 3^{ème} chiffre : semaine de fabrication (01 correspond à la première semaine de l'année et ainsi de suite jusqu'à 52)

Exemple :

7 04 xxxxx
Année semaine de production à usage interne uniquement

Lieu de fabrication : Allemagne

Présentation / Conditionnement

Unité de vente : Aérosol de 400 ml

Aérosol en aluminium avec embout et bouchon de protection en polyéthylène (PE).

Le numéro de lot figurant sur le flacon et le carton permet d'assurer toute traçabilité.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / carton	Nb cartons / palette	Dimensions carton	Dimensions palette
995081	Aérosol de 400 ml	12	95	240 x 182 x 255 mm	1200 x 800 x 1425 mm

Péréemption

Durée de vie : 30 mois à date de fabrication (à utiliser dans les 12 mois après ouverture).

Conseils d'utilisation

Bien agiter avant utilisation. Pulvériser la mousse à 20 cm des parties intimes, laisser agir quelques instants et essuyer délicatement. Ne pas rincer.

Ne pas vaporiser en direction des yeux. Danger : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.