

Masque aérosol avec tubulure


Indication

Masque à oxygène transparent avec tubulure.

Le masque à oxygène est destiné à l'administration de l'O₂ par voie nasale ou orale.

Description

- Sangles de fixation et pince-nez
- Tubulure montée 2.1 m
- Connecteur universel
- Stérile et emballés individuellement.



Référence	Dimensions(tubulure)	Conditionnement
FMH71146	2.1 m	L'unité

SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)
280, rue Berthie Albrecht - 62110 Hénin-Beaumont - France

RCS ARRAS 532 788 700

Tél.:09 51 51 95 71

email : contact@fournisseur-medical.com

site web : www.fournisseur-medical.com