

# TENA Pants ProSkin Maxi Large



## Dénomination

### Taille

Référence  
Code ACL/EAN  
Marquage CE  
Poids total (+/- 7%)  
Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)  
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 100 ml  
Dimension produit (+/- 7%)  
Tour de taille du patient  
Utilisation

## Sous-vêtement absorbant jetable

### Large

**794623**

9674467 / 7322541139531

114677

114 g

2550 ml

15 s

870 x 810 mm

100 - 135 cm

Testé dermatologiquement / sans latex

Usage unique



accrédité  
par la  
Skin  
Health Alliance

|                        |                                    |                      |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>CONDITIONNEMENT</b> | Nbre de pièces / sachet            | 10                   |
|                        | Nbre de sachets / carton           | 4                    |
|                        | Nbre cartons / palette             | 40                   |
|                        | Poids du carton                    | 5,08 kg              |
|                        | Volume carton m3                   | 0,041                |
|                        | Volume m <sup>3</sup> / 100 pièces | 0,103                |
|                        | Site de production                 | Hoogezand (Hollande) |

|                       |                                                |                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>FILM EXTERIEUR</b> | <b>Sensation textile, souple et silencieux</b> |                                                                             |
|                       | Couleur                                        | Blanc                                                                       |
|                       | Composition                                    | Thermobonded et Spunbonded                                                  |
|                       | <b>BREATHABLE™</b>                             | Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides |

|                  |                           |                                                 |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NON TISSE</b> | <b>INTERIEUR</b>          | <b>Hydrophile, perméable, doux et résistant</b> |
|                  | Composition               | Polypropylène spunbonded                        |
|                  | Poids (g/m <sup>2</sup> ) | 17g/m <sup>2</sup>                              |

|                       |                       |                                                                   |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>DOUBLE MATELAS</b> | <b>DOUBLE MATELAS</b> | <b>Matelas en forme de W</b>                                      |
|                       | Composition           | Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas    |
|                       | Poids                 | 82 g                                                              |
|                       | <b>FEEL DRY™</b>      | système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection |
|                       | <b>PULPE</b>          |                                                                   |
|                       | Nature                | Pulpe Chimique                                                    |
|                       | Localisation          | Matelas supérieur et matelas inférieur                            |
|                       | Poids                 | 50 g                                                              |
|                       | <b>SAP</b>            |                                                                   |
|                       | Nature                | Polyacrylate de Sodium                                            |
|                       | Localisation          | Matelas supérieur et matelas inférieur                            |
|                       | Poids                 | 32 g                                                              |

|                            |                                     |                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>CONFORT ET SECURITE</b> | <b>CONFIOFIT™</b>                   | Coussin absorbant ergonomique et fin                          |
|                            | <b>ELASTIQUES</b>                   | Sans caoutchouc                                               |
|                            | Composition des élastiques          | Spandex                                                       |
|                            | Couleur en fonction de l'absorption | Élastiques colorés en violet                                  |
|                            | <b>ANTI LEAKAGE BARRIER™</b>        | Double barrières élastiques imperméables - élastiques violets |

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.



Essity France - SAS - Health and Medical Solutions -  
Eurosquare 1  
151, Bd Victor Hugo  
93588 Saint-ouen Cedex  
01 85 07 91 00  
Essity Internal

17/07/2019