

## FICHE TECHNIQUE

### **3M™ Steri-Strip™** **Suture cutanée adhésive microporeuse renforcée** Marquage CE n°: 0493 - BSI 0086 – Classe I Stérile

#### **I - Indications**

La suture cutanée 3M Steri-Strip est une bandelette adhésive conçue pour la fermeture non invasive des plaies aiguës traumatiques ou chirurgicales en première intention, en remplacement précoce de fils ou d'agrafes, ou en association avec eux. 3M Steri-Strip peut être posé sous plâtre ou résine.

#### **II - Caractéristiques du produit**

La suture 3M Steri-Strip permet avec une technique de pose simple le rapprochement des berges de la plaie avec une congruence parfaite **et une grande sécurité liée au renforts longitudinaux en fils de polyester**, et à l'adhésivité spécifique. Il s'agit d'une technique non invasive ; elle est donc indolore et limite le risque d'infection locale ; elle donne une cicatrice esthétique sans marques de points et sans échelle. 3M Steri-Strip procure une cicatrice plus résistante plus rapidement qu'une suture au fil, offre les meilleures conditions de cicatrisation locale en raison de sa haute perméabilité à la vapeur d'eau et aux gaz, ainsi qu'une très bonne tolérance cutanée, avec une forte résistance à la traction. Elle n'est pas indiquée sur une plaie en zone de traction où le fil de suture offrira une meilleure résistance à la tension. Steri-Strip ne laisse pas de résidus au retrait.  
Le code couleur des sachets facilite le repérage de la taille désirée.

- **Composition :** (Absence de latex dans le produit et dans l'emballage)  
Support : Non tissé de fibres de rayonne **renforcé** par des fils de polyester.  
Adhésif : Copolymère d'acrylate hypoallergénique.  
Liner : Papier siliconé médical.
- **Caractéristiques physiques :**
  - Epaisseur :
  - Pores : 100 µ
  - Charge minimale de rupture : 50 µ
  - Elongation (à la rupture) : 3 900g/ cm
  - Perméabilité à l'air: 7%
  - 22,8 sec./100 cc d'air
- **Tests de biocompatibilité :**  
Cytotoxicité : non cytotoxique.  
Indice d'irritation primaire : légèrement irritant.  
Test de sensibilisation : non irritant, non sensibilisant. Test de Draize négatif.  
Hypoallergénique.
- **Stérilisation :**
  - Irradiation gamma (Cobalt 60).
  - Effectuée par 3M Brookings Microlab, 601 22nd Ave. South, Brookings, South Dakota, 57006, USA.

**3M France - Marchés de la Santé**

Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
N° Azur : 0 810 331 300  
Fax : 01.30.31.85.51

- **Date d'expiration du produit et conservation :**

- 5 ans dans des conditions de stockage normales soit une température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30 à 60% HR.

- **Mode de stérilisation possible :**

- Stérilisation possible à l'éthylène oxyde à 55°C 1 h minimum .

- **Élimination des déchets :**

- Incinération

- **Lieu de fabrication :**

- 3M Brookings Plant, 601 22<sup>nd</sup> avenue, South, Brookings, South Dakota, USA.

**III - Présentations commerciales :**

- **Hôpital**

**Sutures cutanées 3M Steri-Strip renforcées**

| Code    | Référence     | Dim. (mm x mm) | Bandelettes /sachet | Sachets/Boîte | Gabarit  |
|---------|---------------|----------------|---------------------|---------------|----------|
| STR1540 | 1540/R violet | 75 x 3         | 5                   | 50            | 4 boîtes |
| STR1541 | 1541/R rouge  | 75 x 6         | 3                   | 50            | 4 boîtes |
| STR1542 | 1542/R vert   | 38 x 6         | 6                   | 50            | 4 boîtes |
| STR1546 | 1546/R orange | 100 x 6        | 10                  | 50            | 4 boîtes |
| STR1547 | 1547/R bleu   | 100 x 12       | 6                   | 50            | 4 boîtes |
| STR1548 | 1548/R brun   | 125 x 25       | 4                   | 25            | 4 boîtes |
| STR1549 | 1549/R gris   | 50 x 12        | 6                   | 50            | 4 boîtes |

**Sutures cutanées adhésives stériles sous pansement adhésif stérile transparent 3M™ Tegaderm™ ovale (62mmx48mm)**

| Code    | Référence | Dim. (mm x mm) | Bandelettes /sachet | Sachets/Boîte | Gabarit  |
|---------|-----------|----------------|---------------------|---------------|----------|
| STR8512 | 8512      | 13 x 48        | 1                   | 25            | 4 boîtes |
| STR8514 | 8514      | 13 x 48        | 3                   | 25            | 4 boîtes |
| STR8516 | 8516      | 13 x 48        | 5                   | 25            | 4 boîtes |

- **Ville**

| Référence | Code ACL | Code LPPR | Code EAN 13   | Dimensions (mm x mm) | Bandelettes / sachet | Sachets /boîte |
|-----------|----------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1540      | 659934.0 | 1306534   | 8470003025218 | 75 x 3               | 5                    | 10             |
| 1541      | 659935.7 | 1312776   | 8470002674271 | 75 x 6               | 3                    | 10             |
| 1546      | 660397.5 | 1395816   | 8470003025058 | 100 x 6              | 10                   | 10             |

*Admis à la LPPR*