

ANIOSAFE MANUCLEAR NPCHF



Solution lavante
pour lavage simple

PRÊT A L'EMPLOI
1 pression de pompe
= 2 ml




INDICATIONS

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes. Formulé sans parfum ni colorant.

PROTOCOLE D'UTILISATION



1 Se mouiller les mains.



2 Déposer une dose dans le creux de la main (2 ml soit 1 pression de pompe).



3 Savonner pendant au moins 30 sec., sans oublier le bout des doigts, les espaces interdigitaux et le haut des poignets.



4 Rincer abondamment à l'eau de réseau.



5 Sécher par tamponnement à l'aide d'essuie-mains à usage unique.



6 Si nécessaire fermer le robinet sans le toucher, à l'aide d'un autre essuie-mains à usage unique.

Objectifs :

Éliminer les salissures, réduire la flore transitoire.

Procéder au lavage simple en cas de :

- Mains visiblement sales et/ou souillées
- Retraits de gants
- Prise de service / Fin de semaine
- Gestes de la vie courante, activités hôtelières
- Soins de contact avec la peau saine.

Recommandations complémentaires :

Les mains et avant-bras doivent être sans bijou, ongles propres courts et sans vernis. Tenue de travail à manches courtes. L'eau filtrée 0,2 µm est recommandée si l'eau disponible n'est pas microbiologiquement maîtrisée.

Se référer à l'étiquette. Stockage : +5°C à +35°C.