

# TENA Pants ProSkin Super M



accrédité  
par la  
Skin Health Alliance

## Dénomination

### Taille

Référence  
Code ACL/EAN  
Marquage CE  
Poids total (+/- 7%)  
Absorption méthode Rothwell (+/- 7%)  
Vitesse d'acquisition (s) 1 dose de 100 ml  
Dimension produit (+/- 7%)  
Tour de taille du patient  
Utilisation

## Sous-vêtement absorbant jetable

### Medium

793520

4274390 / 7322541140001

114675

88 g

2010 ml

18 s

770 x 680 mm

80 - 110 cm

Testé dermatologiquement / sans latex

Usage unique

|                 |                                    |                      |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| CONDITIONNEMENT | Nbre de pièces / sachet            | 12                   |
|                 | Nbre de sachets / carton           | 4                    |
|                 | Nbre cartons / palette             | 40                   |
|                 | Poids du carton                    | 4,65 kg              |
|                 | Volume carton m <sup>3</sup>       | 0,036                |
|                 | Volume m <sup>3</sup> / 100 pièces | 0,075                |
|                 | Site de production                 | Hoogezand (Hollande) |

|                   |                                                |                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FILM<br>EXTERIEUR | <b>Sensation textile, souple et silencieux</b> |                                                                             |
|                   | Couleur                                        | Blanc                                                                       |
|                   | Composition                                    | Thermobonded et Spunbonded                                                  |
|                   | <b>BREATHABLE™</b>                             | Film sensation "textile" 100% perméable à l'air et imperméable aux liquides |

|              |                  |                                                 |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|
| NON<br>TISSE | <b>INTERIEUR</b> | <b>Hydrophile, perméable, doux et résistant</b> |
|              | Composition      | Polypropylène spunbonded                        |

|                   |                       |                                                                   |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| DOUBLE<br>MATELAS | <b>DOUBLE MATELAS</b> | <b>Matelas en forme de W</b>                                      |
|                   | Composition           | Pulpe et SAP en mélange intime, différencié dans les 2 matelas    |
|                   | Poids                 | 61 g                                                              |
|                   | <b>FEEL DRY™</b>      | système d'acquisition qui retient les liquides dans la protection |
|                   | <b>PULPE</b>          |                                                                   |
|                   | Nature                | Pulpe Chimique                                                    |
|                   | Localisation          | Matelas supérieur et matelas inférieur                            |
|                   | Poids                 | 36 g                                                              |
|                   | <b>SAP</b>            |                                                                   |
|                   | Nature                | Polyacrylate de Sodium                                            |
|                   | Localisation          | Matelas supérieur et matelas inférieur                            |
|                   | Poids                 | 25 g                                                              |

|                        |                                     |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CONFORT ET<br>SECURITE | <b>CONFIOFIT™</b>                   | Coussin absorbant ergonomique et fin                        |
|                        | <b>ELASTIQUES</b>                   | Sans caoutchouc                                             |
|                        | Composition des élastiques          | Spandex                                                     |
|                        | Couleur en fonction de l'absorption | Élastiques colorés en vert                                  |
|                        | <b>ANTI LEAKAGE BARRIER™</b>        | Double barrières élastiques imperméables - élastiques verts |

Les protections pour fuites urinaires TENA sont des dispositifs médicaux.

Ces dispositifs médicaux de classe I sont des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.



Essity France - SAS - Health and Medical Solutions -  
Eurosquare 1  
151, Bd Victor Hugo  
93588 Saint-ouen Cedex  
01 85 07 91 00  
Essity Internal

17/07/2019