



ALCOOL
ISOPROPYLIQUE 70% vol.

(NL)

ALCOHOLDOEKJE ISOPROPYL 70% vol.

(GB)

70% vol. ALCOOL ISO TOWELETTE

(D)

TOALLA CON ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70% vol.

(E)

ALCOHOLTÜCHER MIT ISOPROPYL 70% vol.

Bidon
2L

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23060	Sachet	•	60 mm	80 mm
4054	Aérosol	110 ml	155 mm	38 mm
4154	Pulvérisateur	50 ml	105 mm	36 mm
24054	Flacon	500 ml	255 mm	63 mm
24055	Recharge	500 ml	205 mm	63 mm
24056	Bidon	2 L	•	•
24057	Bidon	5 L	•	•



23060



4154



4054



24055



24054

Présentation

- L'alcool isopropylique est un désinfectant corporel (peau saine) et de surface.
- Conditionnement adapté pour la recharge de contenant tels que pissettes, distributeurs etc ...
- Sans gaz
- Action immédiate.

COMPOSITION / SAMENSTELLING / COMPOSICIÓN / BESTANDTEILE :

Isopropyl alcohol, aqua.

Actif biocide : alcool isopropylique (CAS 67-63-0) 59,5 g/100 g

MODE D'EMPLOI :

Imprégner un coton ou une compresse. Appliquer sur la zone à désinfecter. Renouveler l'application toutes les 6 heures si nécessaire. Usage externe. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.