

BD Discardit II™

Seringue deux pièces sans aiguille

Matériel stérile à usage unique

FICHE TECHNIQUE

Description

La seringue deux pièces BD Discardit™ peut être utilisée :

- pour l'injection et/ou l'aspiration de médicaments,
- pour l'injection et/ou l'aspiration de fluides corporels et drogues.



Composition

Composant	Matériau
Corps de seringue	Polypropylène (PP)
Piston	Polyéthylène
Lubrifiant	Amide (dans le corps de seringue)



Usage unique



5 ans après stérilisation

Informations administratives

BD Discardit™

Marquage CE AEMPS n°0318 – certificat n°2000 06 0272 CP, Classe I (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson S.A. – Cra. Mequinenza, s/n. 22520 – Fraga (Huesca), Espagne.

Certification : AENOR – Certificat n°AENOR – N° ER-0097/1994 – ISO 9001 :2008, AEMPS – Certificat n°N° 98.06 2006 EN – ISO 13485 :2003 ; Bureau Veritas – certificat n° ; 9000376 – ISO 14001 :2004.

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

CONDITIONNEMENT					CORPS DE LA SERINGUE			PISTON		TOTAL	
Réf.	Désignation	Embout	Graduation	Boîte / carton / palette	Longueur	Ø externe	Ø interne	Poids	Longueur	Poids	Poids
300928	Seringue 2ml	Centré	Au 0.1 ml	100 / 3 000 / 36 000	51.65	10.00	8.80	8.80	63.55	0.93	2.17
309050	Seringue 5ml	Excentré	Au 0.2 ml	100 / 1 800 / 21 600	63.26	13.56	12.30	2.06	76.45	1.79	3.85
309110	Seringue 10ml	Excentré	Au 0.5 ml	100 / 1 200 / 14 400	76.33	16.92	15.60	3.17	90.55	2.82	5.99
300296	Seringue 20ml	Excentré	Au 1 ml	80 / 960 / 11 520	89.60	21.52	20.10	5.14	103.00	4.96	10.11