

# BD Microlance™ 3

Aiguille hypodermique

Matériel stérile à usage unique



## FICHE TECHNIQUE

### Description

L'aiguille BD Microlance™3 peut être utilisée :

- Pour des injections,
- Pour des prélèvements.

Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock.



### Composition

| Composant                         | Matériau                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Capuchon protecteur de l'aiguille | Polypropylène (PP)                        |
| Embase                            | Polypropylène (PP) + colorant             |
| Lubrifiant                        | Huile de silicone, <0.25g/mm <sup>2</sup> |
| Colle                             | Résine de type époxy                      |
| Aiguille                          | Acier inoxydable AISI 304                 |



Usage unique



5 ans après stérilisation

### Informations administratives

#### BD Microlance™3

Marquage CE n°95 06 006 CP, AEMPS 0318 : Classe IIa (Directive européenne 93/42/CEE).

Lieu de fabrication / responsable juridique : Becton Dickinson S.A., Carretera de Mequinenza, s/n, 22520 Fraga, Espagne / Becton Dickinson S.A., Carretera de Mequinenza, s/n, 22520 Fraga, Espagne.

Certificat ISO 13485 numéro 2015 05 0047 EN

Stérilisation par oxyde d'éthylène.

Composition : sans latex, sans DEHP ajouté et sans phtalate.

A conserver à température ambiante, sans condensation. Ne pas exposer le produit à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.

| Références | Code Couleur | Gauge | Longueur |      | Ø externe (mm) | Ø interne (mm) | Paroi   | Conditionnement<br>Unités par boîte / carton |
|------------|--------------|-------|----------|------|----------------|----------------|---------|----------------------------------------------|
|            |              |       | (inch)   | (mm) |                |                |         |                                              |
| 300367     | Blanc        | 16    | 1 ½      | 40   | 1.638          | 1.155          | Mince   | 100 / 5 000 unités                           |
| 310205     | Rose         | 18    | 2        | 50   | 1.638          | 0.927          | Mince   |                                              |
| 303262     | Rose         | 18    | 1 ½      | 40   | 1.257          | 0.927          | Mince   |                                              |
| 301156     | Vert         | 21    | 1        | 25   | 0.813          | 0.546          | Mince   | 100 / 4 000 unités                           |
| 304432     |              |       | 1 ½      | 40   | 0.813          | 0.546          | Mince   |                                              |
| 301155     |              |       | 2        | 50   | 0.813          | 0.495          | Mince   |                                              |
| 304434     |              |       | 5/8      | 16   | 0.813          | 0.495          | Mince   | 100 / 5 000 unités                           |
| 300800     | Bleu         | 23    | 1        | 25   | 0.635          | 0.318          | Mince   | 100 / 5 000 unités                           |
| 303273     | Bleu         | 23    | 1 ½      | 40   | 0.635          | 0.318          | Mince   |                                              |
| 300403     | Orange       | 25    | 1        | 25   | 0.508          | 0.241          | Mince   |                                              |
| 300600     |              |       | 5/8      | 16   | 0.508          | 0.241          |         |                                              |
| 300635     | Gris         | 27    | ½        | 13   | 0.406          | 0.191          | Normale |                                              |
| 304000     | Jaune        | 30    | ½        | 13   | 0.305          | 0.140          | Normale |                                              |