



Ficha Técnica *Technical Data Sheet*

Vendari UNIVERSAL

Descripción / Description

Venda elástica de gasa / Gauze elastic bandage

Uso previsto / Intended use

Vendaje de soporte y reposo / As support and repose bandage.

Composición / Composition

40% Poliamida, 60% Viscosa, / 40% Polyamide, 60% Viscose.

Características / Features

Alta elasticidad / High elasticity

Elasticidad unidireccional (longitudinal) / Unidirectional elasticity (longitudinal)

Gramaje / Weight: 26 g/m²

Hidrófila / Hydrophilic

Radiotransparente / Radiotransparent

Esterilizable / It can be sterilized

Gran adaptabilidad / Great adaptability.

Libre de latex / Latex free .

Fácil de aplicar / Easy to use.

Cómodo de usar / Comfortable use

Gestión de calidad / Quality management

Producto sanitario de Clase I según el anexo VIII del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios / Class I of medical device according to Annex VIII of Regulation 2017/745 of medical devices.

Marcado CE en cada envase / CE marking on each packaging level.
Fabricado bajo el estándar de calidad EN UNE ISO 13485:2016 / Manufacturing under the quality estándar of En UNE ISO 13485:2016.

Contacto:

Calvo Izquierdo S.L.
C/ De la forja 4, Pol. Ind. El Romeral) Requena, Valencia (SPAIN)
+34 962 34 90 94 - admin@calvoizquierdo.es - www.calvoizquierdo.es // www.calvoizquierdo-medica.es



Ficha Técnica

Technical Data Sheet

Vendari UNIVERSAL

Información comercial

Commercial information

Código / Code	Medidas / Sizes	Unidades / Units	EAN
11004	10 cm x 4 m	90	8430655110045
11006	15 cm x 4 m	70	8430655110069
11007	5 cm x 4 m	180	8430655110076
11008	7 cm x 4 m	120	8430655110083
11009	20 cm x 4 m	60	8430655110090

*Packaging: envase de plástico individual / individual Plastic pouch.

Precauciones / Warnings

Almacenar en sitio fresco y seco, fuera del alcance de la luz solar y otras fuentes de calor / Store in a cool, dry place, away from direct sunlight and other heat sources.

Vida útil / Shelf life

5 años / 5 years

Simbología aplicable / Applicable symbols

