



Fiche Technique et de Sécurité

Protège thermomètre

Réf. N° : 68 000 80T

Crée le : 12.12.2012
 Mise à jour:07.11.2014
 Indice : b
 TCE3

Description générale	Etui pour protège de sonde de thermomètre au mercure, au gallium ou électronique non lubrifié compatible avec nos références 68 000 80 – 68 000 83 – 68 000 84	
Pièces jointes	Oui	Photo
Référence lot	Non	
Dispositif raccordé	Oui	A un thermomètre de prise de mesure
Dispositif Usage Unique	Oui	A jeter après utilisation uni-personnelle
Dispositif stérile	Non	
Stérilisation	Non	
Autoclavable	Non	
Nettoyage	Non	
Pièces constitutives	Non	
Matières	Polyéthylène (PE) et éthylène-acétate de vinyle (EVA)	
Etiquetage	Oui	Sur la boîte d'emballage Désignation, référence, Lot, mode d'emploi, adresse comed
Emballage	Oui	Boîte de 1000 pièces (4 paquet de 250)
Stockage particulier	Oui	Sec et propre et à l'abri du soleil
Durée d'utilisation	Courte	
Marquage sur le Dispositif	Non	
Références + extensions	68 000 80T	
Désignation	Protège thermomètre	
Dimensions (mm)	61 mm de long Largeur ouverture : 20mm Largeur pointe : 5	
Poids (g)	Boîte de 100 pièces : 290	
Couleur	Transparent	
Utilisation	Utilisé pour la protection de la sonde du thermomètre lors des prises de mesures	
Mode d'emploi	1. Insérer le thermomètre dans l'étui 2. Retirer le papier blanc en tirant doucement au niveau de la sonde du thermomètre 3. Effectuer la prise de température. 4. Retirer le protège thermomètre en le tenant par la languette encore en place.	
Précaution d'emploi/ avertissement usage unique	Dispositif à usage unique	
Recyclage	Non	
Récupération	Dans les bacs de déchets ménagers.	
DEEE/REACH	Non/ Non	
RoHs / Phtalates	Non/ Non	
Données de sécurités	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul	

Rédacteur : HEINRICH Laura
 Fonction : RQ
 Paraphe : L.H

COMED sas
 8 Rue Louise Michel
 67200 STRASBOURG France
www.comed.fr